

Lieferung einer Toilettensitzerhöhung

des HERSTELLERS:.....

Zur Lieferung gehören:

- Toilettensitzerhöhung mit Deckel
- Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen
- Toilettensitzgestell
-

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Belastung der **Toilettensitzerhöhung** darf **130 kg** nicht überschreiten.
- Die Belastung der **einzelnen Armlehnen** darf **80 kg** nicht überschreiten.

MONTAGE

- Die Armlehnen seitlich einschieben und den Federknopf am Querrohr drücken. Die Armlehnen bis zum Anschlag aufschieben und dann im Auf-
lageteil einrasten.
- Die Toilettensitzerhöhung auf die WC-Schüssel stellen und dabei die beiden Gewindestangen durch die Bohrung der WC-Schüssel führen. Die beiden Griffmuttern auf die Gewindestange lose aufdrehen, die Toilettensitzerhöhung ausrichten und dann die beiden Griffmuttern festziehen. Alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.

EINSTELLUNG DER HÖHE

- Die Toilettensitzerhöhung kann wahlweise für eine Erhöhung um drei Stufen eingestellt werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Die Toilettensitzerhöhung sollte regelmäßig mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel gepflegt werden. Zusätzlich wird empfohlen, ein handelsübliches Desinfektionsmittel zu verwenden.

Zutreffendes ist anzukreuzen

Lieferung einer Toilettensitzerhöhung

des HERSTELLERS:.....

Zur Lieferung gehören:

- Toilettensitzerhöhung mit Deckel
- Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen
- Toilettensitzgestell
-

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Belastung der **Toilettensitzerhöhung** darf **130 kg** nicht überschreiten.
- Die Belastung der **einzelnen Armlehnen** darf **80 kg** nicht überschreiten.

MONTAGE

- Die Armlehnen seitlich einschieben und den Federknopf am Querrohr drücken. Die Armlehnen bis zum Anschlag aufschieben und dann im Auf-
lageteil einrasten.
- Die Toilettensitzerhöhung auf die WC-Schüssel stellen und dabei die beiden Gewindestangen durch die Bohrung der WC-Schüssel führen. Die beiden Griffmuttern auf die Gewindestange lose aufdrehen, die Toilettensitzerhöhung ausrichten und dann die beiden Griffmuttern festziehen. Alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.

EINSTELLUNG DER HÖHE

- Die Toilettensitzerhöhung kann wahlweise für eine Erhöhung um drei Stufen eingestellt werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Die Toilettensitzerhöhung sollte regelmäßig mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel gepflegt werden. Zusätzlich wird empfohlen, ein handelsübliches Desinfektionsmittel zu verwenden.

Zutreffendes ist anzukreuzen